



MEDEVICE

Medical Devices

Distribution - Services - Consulting

MEDEVICE
Medical Devices
Distribution-Services-Consulting
ul. W.K. Roentgena 20/8
02-786 Warszawa - POLAND
Tel: +48 22 644 93 66
Fax: +48 22 378 12 53
Cell: +48 601 265 264
www.medevice.pl

Okulary ochronne RTG Lite-Tech

Wszystkie nasze okulary wykonane są z wysokiej jakości szkła Schott i oferują ochronę 0.75 mm Pb.

Dostępne są ze szklami korekcyjnymi.

Możliwe wykonanie szkieł z korekcją prostą, dwuogniskową lub progresywną.

LT100 Ultralite



Wykonane z lekkiego nylonu i zaprojektowane tak aby zapewnić ochronę dla całego obszaru oczu.

Zakrzywiony przód a także gumowe końcówki gwarantują dobre trzymanie okularów.

Dostępne w kolorach czarny, srebrny, czerwony, karbonowy/szary.

Waga: 58 gramów.

LT500 Maxi



Model Maxi jest minimalnie cięższy od modelu Ultralite ale gwarantuje lepszą protekcję boczną oczu.

Dostępne w kolorach: czarny, srebrny, czerwony i granatowy.

Waga: 63 gramy.



MEDEVICE

Medical Devices

Distribution - Services - Consulting

LT400 Fitover



Model Fitover jest zaprojektowany do noszenia z okularami korekcyjnymi. Ten model okularów zapewnia doskonałą ochronę i duży obszar widoczności.

Waga 92 gramy. Kolor czarny.

Lt 5050 Wrap



Lekkie, modne okulary na nylonowej ramie, posiadają regulowane elementy zapewniające równomierne i wygodne rozłożenie ciężaru na nosie.

Specjalne zawiasy sprężynowe użyteczne w rygorystycznych warunkach szpitalnych

Waga 85: gramów. Dostępne w kolorze czerwonym.